



# Haemoassist® 2

## Ihr personalisiertes Hämophilie-Therapiemanagement

Leitfaden für Patienten

Haemoassist® 2 ist nicht geeignet zur Diagnose oder zur Festlegung einer Therapie. Haemoassist® 2 kann in keiner Weise eine qualifizierte, professionelle Anleitung und Betreuung durch einen Arzt ersetzen. Die Anwendung von Haemoassist® 2 sowie dessen Nutzung als Kontaktmedium erfolgt in individueller Abstimmung zwischen betreuendem Zentrum und Patient.  
StatConsult ist der Hersteller von Haemoassist® 2. Haemoassist® 2 wird von Pfizer finanziert und vertrieben.

StatConsult ist der verantwortliche Hersteller von Haemoassist® 2 • Haemoassist® 2 wird von Pfizer gesponsert und finanziert. Pfizer und andere Drittparteien haben keinen Zugriff auf personenbezogene Daten aus Haemoassist® 2.

## Was ist Haemoassist® 2?

Ihr Hämophilie-Facharzt hat Ihnen diese Broschüre mit wichtigen Informationen über ein personalisiertes Hämophilie-Therapiemanagement übergeben, das nun an Ihrem Hämophilie-Zentrum verfügbar ist.

Haemoassist® 2 ist ein Medizinprodukt, das speziell für Sie und Ihren Arzt entwickelt wurde, um Sie bei der Behandlung Ihrer Hämophilie zu unterstützen.

Haemoassist® 2 besteht aus drei Hauptkomponenten: einer Smartphone-App, einer Website und einer gesicherten Datenbank.

### APP UND WEBZUGRIFF FÜR SIE

Sofortige Dokumentation von Blutungen und Faktorgaben über Ihr Smartphone, von zuhause oder unterwegs.



### GESICHERTE DATENBANK

Die vom Haemoassist® 2 System erfassten Daten werden an eine gesicherte Datenbank übertragen und in ihr gespeichert. Pfizer und andere Drittparteien haben keinen Zugriff auf personenbezogene Daten aus Haemoassist® 2.

Haemoassist® 2 wurde mit dem europäischen Datenschutzgütesiegel EuroPriSe für datenschutzkonforme Produkte und Leistungen ausgezeichnet. Dieses Siegel bestätigt, dass der IT-basierte Dienst Haemoassist® 2 mit den EU-Datenschutzgesetzen konform ist.



### WEBSITE FÜR IHREN ARZT

Mit Tools, die Ihrem Arzt eine bessere Unterstützung Ihrer Hämophiliebehandlung erlauben.



## Wie funktioniert Haemoassist® 2?

**Haemoassist® 2** ist eine benutzerfreundliche Smartphone-App bzw. Website, die es Ihnen erlaubt, Blutungen und Faktorgaben sofort zu dokumentieren.

**Haemoassist® 2** ersetzt Ihr übliches Papiertagebuch und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ereignisse einfach per Knopfdruck zu dokumentieren – auch von unterwegs.

**Haemoassist® 2** bietet folgende Hauptfunktionen:

- Optimale Benutzerfreundlichkeit, einfach zu verwendende Menünavigation
- Für die Verwendung mit allen Faktorprodukten geeignet
- Strichcode-Scanner zur Erfassung der Chargennummer
- Minutenaktuelle Erfassung Ihres Vorrats an Faktorprodukten\*
- Warnmeldung, wenn der Vorrat sich dem Ende zuneigt oder das Verfalldatum erreicht wird\*
- Dokumentation des Blutungsortes auf einer Körperkarte
- Aufnahme von Fotografien der Blutungen
- Erfassung von Fehltagen in Schule/Arbeit aufgrund von Blutungen
- Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Arzt über Telefon, E-Mail oder Textnachricht\*



\*Diese optionalen Funktionen müssen von Ihrem Arzt freigegeben werden.

## Auf welche Informationen hat mein Arzt Zugriff?

Ihr Arzt kann über eine Website auf Ihre Daten zugreifen. So kann er Ihre Blutungen und den Faktorverbrauch überwachen und analysieren, um den Behandlungserfolg zu optimieren.

Ärzten stehen die folgenden Hauptfunktionen zur Verfügung:

- Behandlungsdokumentation und -analyse anhand von Grafiken, Statistiken und Tools
- Benachrichtigungsfunktion bei therapiemodifizierenden Ereignissen  
z. B. 3 Blutungen innerhalb von 7 Tagen oder 3-malige Blutung in einer Körperregion
- Überblick über Tagebucheinträge



## Haemoassist® 2: Zertifizierte Datenschutzgarantie

Im gesamten Haemoassist® 2 System werden keine unmittelbar personenidentifizierenden Daten erfasst oder gespeichert.

Alle Patientendaten werden nur in pseudonymisierter Form von StatConsult, dem verantwortlichen Hersteller, gespeichert und der Zugriff ist ausschließlich auf den befugten behandelnden Arzt begrenzt.

Im Oktober 2014 wurde Haemoassist® 2 mit dem europäischen Datenschutzgütesiegel EuroPriSe ausgezeichnet. Das europäische Datenschutzgütesiegel steht für Vertrauenswürdigkeit und bestätigt, dass ein Produkt oder Dienst von unabhängigen Experten überprüft und von einer unparteiischen Zertifizierungsbehörde genehmigt wurde.

Pfizer und andere Drittparteien haben keinen Zugriff auf personenbezogene Daten aus Haemoassist® 2.

### Über StatConsult

StatConsult – gegründet 1993 – ist als Auftragsforschungsinstitut und Softwareentwickler im Umfeld klinischer Forschung und Entwicklung sowie der medizinischen Versorgung tätig.



StatConsult //



## Haemoassist® 2: Erste Schritte

Ihr Hämophilie-Zentrum stellt Ihnen einen Freischaltcode und ein Starterkit zur Verfügung. Dieses enthält genauere Angaben zum Download der App auf Ihr Smartphone und zur Einrichtung des Internetzugangs, damit Sie mit der Verwendung des Systems beginnen können.

Sobald der Download abgeschlossen ist, können Sie den Freischaltcode eingeben. Nachdem das Freigabeverfahren von StatConsult abgeschlossen ist, wird Ihr Arzt informiert, dass ein neuer Patient **Haemoassist® 2** verwendet.

Ihr Arzt kann dann über die Ärztesite einen neuen Patienten anlegen und diesen mit Ihrem Gerät verbinden. Dann können Sie mit der Verwendung des **Haemoassist® 2** Therapiemanagementsystems beginnen.

Der verantwortliche Hersteller, StatConsult, stellt Ihnen technische Unterstützung zur Verfügung. Weitere Informationen über die Einführung des Systems in Ihrem Hämophilie-Zentrum erhalten Sie von Ihrem Arzt.

## Bildschirmansichten und Anweisungen für Patienten




Haemoassist® 2 ermöglicht die unkomplizierte Dokumentation und Überwachung der Hämophilie-Behandlung unabhängig vom Hersteller des Präparats. Die App bietet benutzerfreundliche Menünavigation und individuell konfigurierbare Schnellzugriffe für die zeitsparende und sichere Dokumentation.

Wählen Sie einen Körperbereich zur Dokumentation einer Blutung aus. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Angabe spontaner oder unfallbedingter Blutungen sowie aller folgenden Behandlungen. Fotografien der Blutungen können hochgeladen und von Ihrem Arzt über die Ärztesite eingesehen werden.



Der Strichcode-Scanner macht die sichere Dokumentation der Chargennummern der Produkte und die Übertragung der Daten an Ihr Hämophilie-Zentrum einfach und schnell.




## Bildschirmansichten und Anweisungen für Ärzte



Die Webanwendung für Ärzte stellt alle Haemoassist® 2 Patientendaten zur unmittelbaren Interpretation anhand von Grafiken im Überblick dar. Die umgehende Reaktion auf außergewöhnliche Blutungen kann eine zeitnahe Überwachung der Therapie ermöglichen.

Alle Informationen über Blutungen und Faktorgaben von Seiten des Patienten stehen mit zusätzlichen Informationen (wie Fotografien von Blutungen) zur Verfügung, die sich anzeigen lassen, indem der Mauszeiger über die entsprechende Blutungszone bewegt wird.



Darüber hinaus sind Informationen zum Faktorverbrauch des Patienten und seinem aktuell verfügbaren Faktorkonzentratvorrat abrufbar.



# Notizen

A large rectangular area with horizontal dotted lines for writing notes.

# Notizen

A large rectangular area with horizontal dotted lines for writing notes.



**Pfizer** *Haemophilia*

*Vertrieb*

**Pfizer Pharma GmbH**

Linkstraße 10

Postfach 610194

10785 Berlin · 10922 Berlin

Deutschland

*Hersteller*

**StatConsult IT-Service GmbH**

Halberstädter Straße 40a

39112 Magdeburg

Deutschland



**Die Kontaktdaten des Supports  
finden Sie in Ihrem Starterkit.**

Gültig ab: 2015-04